

SÁBANA DE SUJECCIÓN



- Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, sondas etc.
- Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas.
- Fabricada en tejido semielástico 50% algodón, 50% poliéster, para soportar tirones sin rasgarse.
- Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel.
- Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente.
- Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales y tubos de colchones de aire.

Lavado:

 Lavar a máquina 60°  No lejía

 Secadora  Planchado a temperatura suave

Referencias:

ATV-070-090/105/120: Modelo **NORMAL**/ anchos de cama

ATV-071-090/105/120: Modelo especial para pacientes **OBESOS**

ATV-072-090/105/120: **REFORZADA**, con tejido extra resistente

ATV-075-090/105/120: Modelo con **MANGAS LARGAS**

ATV-077-090/105/120: Modelo con **CREMALLERA EN LOS HOMBROS** para facilitar su colocación en pacientes con rigidez en brazos/codos/hombros

ATENCIÓN: lavar del revés y con la cremallera cerrada.